アルミ表面アルマイト処理の分析事例




[1] 対象試料と目的

スマホなどのアルミ筐体の表面には アルマイト処理が行われています。 アルマイトの出来は重要課題です。 層内分布や界面の観察・分析を行います。

断面出し研磨の課題

- ・研磨面が2次元平面で 実態と同じような3D表面がほしい。
- ・技能が必要で作業が難しい。
- 封孔状態の確認は高倍率が必要になる。



アルマイト断面SEM x3,000

包埋樹脂 アルマイト層 アルミ基材

2 PERET斜め研磨実施

研磨条件	粒子多角アルミナ1.2µm 標準投射力 加工時間4min
中央深さ	13µm
参考表面粗さ	Rz1.2µmくらい
研磨表面形状	中央部を最深とした 緩やかな曲線形状

<観察>

- 中央部にアルミ基材の露出が見えます。
- 封孔物の強弱がそのまま凸凹状態で 残っています。


0 1 2 3 斜め研磨形状

3 SEMで観察と評価



アルマイト中間部拡大 x3,000

- アルマイト内の封孔物がはっきり わかります。
- 封孔の分布が明確に計測でき ます。
- XPSやEDXで材質分析等がしや すくなっています。



アルミとアルマイト界面 x1,000 (左光学、右SEM)

- アルマイトからアルミ基材まで連続して視野内にあります。
- ・光学像にははっきりと差があり観察に適しています。
- ・界面が徐々に変化している様子が手に取るようにわかります。
- XPSやEDX等でより詳細な分析が可能になります。